



PELCAS

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG


PELCAS WZY-01 Mikronadeln Gebrauchsanweisung

Wir empfehlen, die 12/36-Pin-Patronen 1-2 Mal pro Monat zu verwenden, je nach abhängig von der Tiefe der verwendeten Nadeln. Runde Nano-Patronen können Sie 1-2 Mal pro Woche verwenden. In Anbetracht der individuellen Eigenschaften der Haut eines jeden empfehlen wir, vor der ersten Microneedling-Behandlung zu Hause eine ästhetische Beratung durch einen Arzt (am besten), denn nur Sie kennen Ihren Hautzustand und das zu behandelnde Gebiet und müssen den Behandlung auf Ihren Hauttyp abstimmen. Bitte informieren Sie sich über Microneedling, bevor Sie unser Gerät benutzen!


BEDIENUNGSANLEITUNG

BETRIEB DES MIKRONADELGERÄTS

- Halten Sie die Taste, um zu starten / ausschalten. Nach dem Einschalten, die erste Standard-Licht ist blau, nämlich Gang 1 (8000PRM), klicken Sie erneut auf die Taste, um in den Gang 2 (12000PRM) mit grünem Licht auf, dann klicken Sie erneut, um die Gänge 3 (16000PRM), wobei das rote Licht leuchtet. Dann kreisen die Gänge nacheinander für jeden einzelnen Klick.
- Es leuchtet rot, wenn es geladen wird, und grün, wenn es vollständig geladen ist.



- Nehmen Sie die Einweg-Nadelpatrone aus der sterilisierten Verpackung und achten Sie darauf, die Nadel nicht mit den Fingern zu berühren. Wenn die Nadel herunterfällt, entsorgen Sie sie und verwenden Sie sie nicht.
- Schrauben Sie die sterilisierte Patrone im Uhrzeigersinn in das Loch und befestigen Sie sie am Mikronadelgerät an.



- Drehen Sie den Metallring, um die Tiefe der Patronennadel einzustellen. Die Zahlen die auf dem Metallring eingraviert sind, entsprechen der Tiefe der Nadel. (Außer bei Nano-Patronen).
- Nach dem Einschalten der Maschine stellen Sie die gewünschte Nadeltiefe ein.
- Nach dem Gebrauch entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

WIE MAN DIE TIEFE DER NADEL WÄHLT

Wählen Sie die erforderliche Einstichtiefe je nach Hautbereich und ästhetischen Problem.

Bereich	Nadeltiefe (in Millimetern)
Stirn	0.25-0.5 mm
Zwischen den Augenbrauen	0.25-0.5 mm
Nase	0.25 mm
Augenpartie	0.25 mm
Wangenknochen	0.5 mm
Wange und Kinn	0.5-1.0 mm
Oberlippe	0.25 mm
Narbenbildung im Gesicht	1.0-1.25 mm
Dehnungsstreifen	1.5-2.0 mm

When needling areas of the body (such as the legs or hands), avoid needling over the bony parts (especially on the legs). Achten Sie darauf, für das Microneedling am Körper nur 36-42 Nadelpatronen zu verwenden und keine Wirkstoffe (wie Säuren oder Retinoide) nach dem Microneedling zu verwenden. In Bezug auf die Nadeltiefe empfehlen wir, 0,5 mm für Beine und bis zu 1,5 mm für fettige Bereiche des Körpers zu verwenden. Für allgemeine Anti-Aging-Behandlungen werden Nadeltiefen von 0,25 mm bis 1 mm empfohlen. Bei der Behandlung von Aknenarben sollten Sie eine längere Nadel mit einer Tiefe von etwa 1,5 mm verwenden. Wenn Sie sich für eine längere Nadel entscheiden, sprechen Sie vor der Behandlung mit Ihrem Dermatologen. Wählen Sie die geeignete Tiefe und Geschwindigkeit nach Ihrem eigenen Empfinden. Anfängern wird empfohlen, mit der niedrigsten Tiefe und Geschwindigkeit zu arbeiten.

VOR DER NADELUNG

Es ist ratsam, alle Vitamin A/Retinol-artigen Cremes 3-5 Tage vor der Anwendung abzusetzen um Irritationen zu vermeiden. Es ist auch am besten, wenn Sie Fischöl oder andere entzündungshemmende Tabletten 3-5 Tage vor der Behandlung vermeiden, da dies das Risiko von Blutungen erhöht.

Sie benötigen: Mikronadel-Pen-Gerät, sauberes Handtuch, brandneue Patrone, Alkohol, Betäubungscreme (optional), Watte pads, Operationshandschuhe (optional), Serum (Hyaluronsäure wird empfohlen).

Reinigen Sie Ihre Haut und binden Sie Ihr Haar zurück: Schmutz, Öl oder verirrte Haare auf der Haut können das Risiko einer Infektion oder Reizung erhöhen. Reinigen Sie Ihre Haut zweimal mit einem Reinigungsmittel (reinigen und wiederholen), um alle Spuren von Make-up und Lotionen zu entfernen. Binden Sie Ihr Haar vollständig zurück, weg von Ihrem Gesicht.

Tragen Sie eine betäubende Creme auf (optional): Wenn Ihre Haut empfindlich ist, können Sie in jeder Apotheke rezeptfreie Betäubungscreme kaufen. Wir empfehlen betäubende Cremes, die mindestens 5% Lidocain enthalten. Tragen Sie etwa $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ der Tube auf den zu nadelnden Bereich auf, lassen Sie die Creme 20 Minuten einwirken und entfernen Sie sie dann gründlich. Wenn Sie die Creme entfernt haben, reinigen Sie die Haut erneut. Sie können 0,1 Chlorhexidin oder 60% Alkohol mit gereinigtem Wasser verwenden, um die betäubende Creme abzuwischen.

Serum auftragen: Verwenden Sie vor dem Microneedling ein feuchtigkeitsspendendes Serum wie z. B. Hyaluronsäure, um die Haut zu befeuchten, das Gleiten der Nadeln zu erleichtern und Widerstand zu vermeiden. Verwenden Sie kein Vitamin C (da es eine Reaktion hervorrufen kann), Retinol, Peelings und aufhellende Inhaltsstoffe.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät aufgeladen ist (wenn Sie es kabellos verwenden) oder dass Sie sich in der Nähe einer Stromquelle befinden, wenn Sie es wenn das Gerät eingesteckt ist.



Reinigende Haut



Essenz anwenden



Microneedling

WIE BENUTZT MAN ES

Öffnen Sie die neue Patronenpackung und setzen Sie die Patrone in Ihr Gerät ein. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber sind und berühren Sie weder die Spitze noch die Nadeln der Patrone. Sie können auch Handschuhe tragen. Wählen Sie die gewünschte Nadeltiefe, indem Sie den Regler an Ihrem Gerät drehen. Arbeiten Sie in kleinen Bereichen und tragen Sie vor dem Einstechen Serum auf jeden Bereich auf. So stellen Sie sicher, dass der Stift nicht auf der Haut schleift oder zieht. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Stift vertikal, horizontal und dann diagonal in beide Richtungen bewegen. Wiederholen Sie diese Bewegung mit leichtem Druck und ohne zu ziehen zwei Mal über jeden Bereich. Verwenden Sie Ihre freie Hand, um die Haut zu halten.

Gesichtskartierung - Wie man Microneedle anwendet

Beim Microneedling ist es wichtig, daran zu denken, dass verschiedene Bereiche des Gesichts eine etwas andere Technik erfordern. Bestimmte Bereiche des Gesichts sind fleischiger, während andere dünnere, empfindlichere Haut haben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die empfohlenen Microneedling-Bewegungen für die einzelnen Gesichtspartien.

1. Zwischen den Augenbrauen

Dieser Bereich weist häufig tiefsitzende Falten auf. Verwenden Sie eine kleine kreuzkreuzende Bewegung mit Ihrem Mikroneedle-Stift, um dies abzurufen, und arbeiten Sie nur in eine nach oben gerichtete Richtung. Halten Sie die Haut zwischen Ihren Augenbrauen straff und üben Sie beim Microneedling gleichmäßigen Druck aus.

2. Stirn

Führen Sie auch hier eine kreuz und quer verlaufende Bewegung mit abwechselnden Aufwärtsstrichen durch. Fahren Sie fort mit gleichmäßigem Druck fort; bei schlaffer Haut sollten Sie darauf achten, dass sie straff gehalten wird.


3. Augenbrauenbereich

Halten Sie mit der freien Hand die Haut straff und ziehen Sie die Spitze der Augenbraue sanft nach außen. Bewegen Sie den Stift in Aufwärtsbewegungen sanft über den Brauenknochen.

SCHRITTE 1



SCHRITTE 2



SCHRITTE 3



4. Krähenfüße

Seien Sie in diesem Bereich vorsichtig, denn die Haut ist empfindlich. Benutzen Sie Ihre freie Hand, um die lose Haut straff. Führen Sie den Stift mit nach außen gerichteten Bewegungen zum Haaransatz hin.

5. Bereich unter den Augen


Es ist ein sehr empfindlicher Bereich; üben Sie leichten Druck aus und verwenden Sie viel Serum, damit der Stift nicht schleift. Bewegen Sie den Microneedling-Stift in auswärts gerichteten Bewegungen, die unter dem Auge beginnen und an der Seite des Gesichts enden.

TIPP: Denken Sie immer daran, Hyaluronsäure auf die zu nadelnde Stelle aufzutragen. Dies hilft dem Stift, mühelos über die Haut zu gleiten.

6. Wangen

Gehen Sie zum fettigeren Bereich der Wangen über. Halten Sie die Haut mit der freien Hand straff und führen Sie kreuzweise Bewegungen nach außen zu den Außenseiten Ihres Gesichts aus. Anschließend führen Sie mit dem Microneedling-Stift sanfte Aufwärtsbewegungen von den Ohrläppchen bis zu den Wangenknochen aus.


SCHRITTE 4



SCHRITTE 5



SCHRITTE 6



7. Kinn

Führen Sie kreuz und quer Bewegungen am fleischigen Teil des Kinns aus.

8. Kieferlinie

Ziehen Sie vom unteren Ende Ihres Kiefers aus sanft nach oben in Richtung Ihrer Wangen (achten Sie darauf, dass Sie nicht über die Stellen streichen, an denen Sie zuvor genadelt haben).

9. Oberlippe

Machen Sie in dem kleinen fleischigen Bereich zwischen Ihrer Oberlippe und Ihrer Nase sanfte Aufwärtsbewegungen und dann seitliche Bewegungen zu den Außenseiten Ihres Gesichts.


SCHRITTE 7



SCHRITTE 8



SCHRITTE 9



10. Nase

Zum Schluss streichen Sie auf der Nase nach oben in Richtung Augenbrauen/Stirnbereich.

SCHRITTE 10



TIPP

Wenn es Bereiche gibt, die Sie Schwierigkeiten haben, sie zu erreichen, oder sie zu klein sind, um eine "Criss-Cross"-Bewegung zu machen, können Sie kleine, kreisende Bewegungen mit Ihrem Stift kleine, kreisende Bewegungen machen (z. B. an den Seiten der Nase oder im Bereich der Krähenfüße).

NACHSORGE

Es ist normal, dass die Haut nach dem Eingriff rot und geschwollen ist oder punktuell blutet. Das Gesicht kann mit Wasser gewaschen werden, und es kann Hyaluronsäure aufgetragen werden, um die Haut zu befeuchten und beruhigt die Haut.

Am Tag nach der Behandlung waschen Sie Ihr Gesicht mit einem sanften Reinigungsmittel und tragen eine nährnde Feuchtigkeitscreme auf. Vermeiden Sie Produkte mit Duftstoffen oder Wirkstoffen (Vitamin C, A/Retinole), Säuren (Milchsäure, AHA, BHA), Peelings oder Toner, die Reizungen verursachen können.

Es kann zu leichten Schwellungen, Blutergüssen, Schälern und Schuppenbildung der Haut kommen. Sie können diese Auswirkungen minimieren, indem Sie die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, was die Schuppenbildung und Spannungsgefühl.

Vermeiden Sie 24 Stunden lang Sport, übermäßiges Schwitzen, Schwimmen oder das Auftragen von Make-up. Wenn Sie ins Freie gehen, müssen Sie einen Sonnenschutz mit hohem Schutzfaktor auftragen und eine längere Sonnenexposition vermeiden.

48 Stunden danach:

Optional: Beginnen Sie, die trockene/schuppige Haut sanft zu exfolieren, um den zu beschleunigen, und versorgen Sie die Haut morgens und abends mit Feuchtigkeit. Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt völlig optional ist und dass Sie, wenn Sie sich für ein Peeling entscheiden, um den Prozess zu beschleunigen möchten, achten Sie darauf, dass Sie keine chemischen oder physikalischen Peelings verwenden.



Peelen Sie nicht, wenn sich die Haut empfindlich anfühlt - die Schuppigkeit und Trockenheit der Haut wird von selbst abklingen.

3-5 Tage nach der Behandlung:

Tragen Sie weiterhin täglich ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor auf und vermeiden Sie direkte und längere Sonnenlicht für bis zu 1 Woche nach dem Needling. Ihre Hautpflegeroutine sollte sich konzentrieren auf feuchtigkeitsspendende und feuchtigkeitserhaltende Produkte, wobei Sie weiterhin aktive Inhaltsstoffe und Säuren vermeiden sollten, Peelings und Toner.

7+ Tage nach der Behandlung:

Sie können zu Ihrer normalen Hautpflegeroutine zurückkehren.

WIE MICRONEEDLING FUNKTIONIERT

Wenn wir älter werden, verlangsamt sich der Zyklus der Hautneubildung und es wird weniger Kollagen und Elastin produziert. Dies führt zu feinen Linien, Falten und dunklen Flecken (Pigmentierung). Wenn Sie Cremes und Seren auf Ihr Gesicht auftragen, können Sie zwar die äußere Schicht der abgestorbenen Haut mit Feuchtigkeit versorgen, aber sie dringen nicht in den lebenden Teil der Haut ein. Die Wirkstoffmoleküle sind einfach zu groß, um durch die ultraschützende Epidermis-Schicht zu passieren. Der Microneedle Pen schafft „Mikrokanäle“, die ein tieferes Eindringen von Seren und Wirkstoffen ermöglichen. Seren und Wirkstoffe eindringen können, was zu einer höheren Wirksamkeit führt, d. h. mehr aus Ihren Seren herausholen als sonst. Wenn Sie den Microneedle Pen über die Haut bewegen über die Haut bewegen, entsteht ein „Mikrokanal“, weshalb wir empfehlen, ihn mit einem Serum Ihrer Wahl wie Hyaluronsäure oder EGF zu verwenden. Diese Mikroverletzungen den natürlichen Heilungsprozess des Körpers an und lassen die Haut frischer aussehen, jünger aussehende Haut.

KOLLAGEN-INDUKTIONSTHERAPIE

Micro-Needling ist ein Verfahren, das als Kollagen-Induktionstherapie (CIT) bezeichnet wird. CIT ist die Fähigkeit der Haut, sich selbst zu reparieren. Wenn Sie den Microneedle Pen verwenden, behandeln Sie Sie sich selbst mit CIT und erzeugen eine kontrollierte Induktion des Selbstreparaturprozesses der Haut durch gezielte Mikroverletzungen der Haut. Dies erzeugt und löst die Freisetzung von Wachstumsfaktoren für die Produktion von neuem Kollagen und Elastin, die was wir mit zunehmendem Alter verlieren. Der Microneedle Pen Auto Microneedle System ist eine nicht-invasive Behandlung, die Ihrer Haut die gewünschte Ausstrahlung verleiht. Micro-Needling wirkt gegen feine Linien, Falten, Textur, Dehnungsstreifen, Verlust von Spannkraft und Elastizität, vergrößerte Poren, Aknenarben und Pigmentierung.

Vorteile des Microneedling:

- + Behandlung von Narben (Akne, chirurgische Narben, Verbrennungen)
- + Verbessert Falten und feine Linien
- + Verkleinert vergrößerte Poren
- + Hilft bei der Entfernung von Tätowierungen
- + Behandelt Dehnungsstreifen
- + Hellt den Teint auf
- + Ebenmäßiger Hautton
- + Fördert das Haarwachstum
- + Verbessert die Produktion von Kollagen und Elastin
- + Festigt und strafft die Haut

Kontraindikationen:

- Hautwunden
- Entzündungen der Haut
- Überempfindlichkeit
- Zuckerkrankheit
- Keloid-Narben
- Virale Infektionen
- Blutkrankheiten
- Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen.

HINWEIS UND SICHERHEIT

1. Wenn die Verpackung der Einwegkartusche unvollständig und undicht ist, verwenden Sie sie bitte nicht, um eine Verunreinigung Ihrer Haut zu vermeiden.
2. Dieselbe Nadel kann nur einmal von einer Person verwendet werden. Die gemeinsame Nutzung einer Patrone mit anderen zu teilen, ist streng verboten. Es ist verboten, die gleiche Patrone nach der Desinfektion mehrmals zu verwenden. Andernfalls kann es Hautallergien, Rötungen, Flecken, Entzündungen und andere nachteilige Folgen führen.
3. Ungefähr 10-20 Minuten nach dem Mikroneedling ist die Haut einiger Menschen rot, was ein normales Phänomen ist und innerhalb von 24 Stunden ohne Behandlung verschwindet.
4. Gebrauchte Kartuschen sollten entsorgt werden. Ungeöffnete Patronen und Mikronadelgeräte sollten in einer gut belüfteten, nicht feuchten Umgebung gelagert werden, die vor starkem Druck und Stößen geschützt ist und außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Mit Ausnahme der Patrone darf kein anderes Teil des Mikronadelgeräts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, die das Gerät beschädigen könnten.
6. Das Ladegerät und das Mikronadelgerät dürfen nicht zerlegt oder verändert werden. Es ist verboten, das Ladegerät mit einem beschädigten Netzteil zu verwenden. Kann Stromschlag, Feuer und Schäden am Ladegerät verursachen.
7. Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Ladegerät in mit Wasser, anderen Flüssigkeiten und Feuer in Berührung kommt, sollte die Stromversorgung sofort unterbrochen werden.
8. Kein Schütteln Ladegerät, kein direktes Sonnenlicht, kein Bad und andere Orte mit hoher Temperatur, um das Ladegerät zu benutzen, das Mikronadelgerät ist nicht wasserdicht, kein Regen oder Feuchtigkeit.
9. Bitte verwenden Sie Ladegeräte nicht in der Nähe von Fernsehern, Radios und anderen elektrischen Geräten.
10. Beim Aufladen müssen der Mikroknadel Stift und das Ladegerät an einem belüfteten Ort mit einer Temperatur von - 10 C~ + 55 C. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu Gefahren führen.
11. Bitte halten Sie das Ladegerät von Kindern fern.

ENTSORGUNG UND RECYCLING:



Sie müssen den Derma Pen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.